

Active Walker


アクティブ歩行器

歩行困難な人でも正しい姿勢で歩けます。



ハートウォーカー
転倒の心配がない。
腰で支え、正しい姿勢を保持。

空気圧式人工筋肉
ハートウォーカーに「人工筋肉」
を取り付け、歩行動作を能動的
(アクティブ) に実現。





人工筋肉の配置



Hart Walker



立ち上がり



歩行

座ったまま装着。空気圧式ピストンで立ち上がり
健常者と同じ歩行パターンを実現 (膝、股関節)